

Material Educativo para el Paciente y la Familia

DEPARTAMENTO DE ORTÓTICOS Y PRÓTESIS

Ortosis Wheaton

Poniéndose la ortosis

1. Ponga un calcetín de algodón limpio y seco en el pie de su niño.
2. Coloque el pie de su niño en la ortosis. La sección de plástico debe quedar colocada en contra de la parte interior del pie.
3. Coloque el talón hasta la parte de atrás de la ortosis.
4. Ajuste la correa en forma de “ocho” por la parte de enfrente del tobillo. Esto mantendrá el talón en la posición correcta.
5. Ajuste la correa de la pierna. La pierna de su niño no debe safarse de la ortosis.

Horario

La ortosis debe usarse por _____ horas al día.

Limpieza diaria de la ortosis


1. Humedezca un trapo con agua y limpie la parte interior de la ortosis. Seque completamente con una toalla limpia o toallas de papel.

¡No moje la ortosis! La humedad se queda atrapada dentro de la ortosis y puede hacer que crezcan gérmenes. Esto puede causar mal olor en la ortosis.

2. Humedezca otro trapo con alcohol de frotar y limpie la parte interior de la ortosis una vez más. Esto evitará el mal olor en la ortosis.

Vestimenta

- Debe usarse un calcetín de algodón debajo de la ortosis.
- La ropa debe usarse sobre la ortosis.



PARA MÁS INFORMACIÓN

- Ortóticos & Prótesis, (206) 386-6100
- El proveedor de atención médica de su niño

El hospital Children's pondrá a disposición esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Comuníquese con el departamento de Mercadotecnia y Comunicaciones al (206) 987-5205.

Este volante lo revisó el personal clínico del hospital Children's. Sin embargo, las necesidades de su niño son únicas. Antes de actuar o depender de esta información, por favor consúltelo con el proveedor de atención médica de su niño.

Children's

Hospital & Regional Medical Center

www.seattlechildrens.org