

# Prótesis de las extremidades inferiores

## Poniendo la prótesis

1. Ponga una calceta prostética en la punta de la pierna de su niño.
2. Deslice la pierna dentro del orificio o revestimiento Pelite. Es posible que tenga que jalar.
3. Es posible que se tenga que usar calcetas de diferentes grosores dependiendo del volumen de la pierna.
4. Coloque el dispositivo de suspensión o correa.
5. Haga que su niño se pare y asegúrese que el dispositivo esté propiamente colocado.
6. Si la prótesis aparenta estar girada, quítela y trate nuevamente.

## Usando calcetas

- El volumen de la pierna puede ir cambiando a lo largo del día.
- Muchas veces es necesario ir agregando calcetas conforme va avanzando la tarde.
- La meta es lograr que el orificio quede ajustado cómodamente sin áreas de presión.
- Vaya agregando o quitando calcetas conforme vaya siendo necesario.

## Limpieza diaria de la prótesis

- Todos los días humedezca un trapo con alcohol de frotar y limpie el orificio y el revestimiento Pelite.
- No cobra la prótesis con agua. La humedad se queda atrapada en el hule causando que crezcan gérmenes. Esto provocará que la prótesis huela mal.
- Si la prótesis se llega a mojar mucho, séquela inmediatamente.

## Limpieza diaria de la pierna del niño

- Lave todos los días con agua y jabón la parte restante de la extremidad de su niño.
- Inspeccione la piel todos los días buscando marcas rojas **que no** se desvanezcan en 30 minutos de haberse quitado la prótesis.
- No deben desarrollarse llagas ni callos.
- Use calcetas prostéticas limpias y secas.

### Para más información

- Ortóticos y Prótesis  
206-386-6100
- El proveedor de atención médica de su niño
- [www.seattlechildrens.org](http://www.seattlechildrens.org)

### Servicios gratis de interpretación

- Dentro del hospital, solicítelo con la enfermera de su niño.
- Fuera del hospital, llame a nuestra línea gratis de interpretación telefónica  
1-866-583-1527.  
Menciónale al intérprete el nombre de la persona o extensión que necesita.
- Para personas sordas y con problemas de audición  
206-987-2280 (TTY)

### Horario de uso

- Las prótesis nuevas deben usarse por una hora; inspeccionar la piel e ir incrementando el tiempo de uso conforme vaya siendo tolerado.
- Una vez que pase el período de amoldamiento, su niño deberá sentirse cómodo usando la prótesis todo el día.

### ¿Cuándo debo llamar al departamento de prótesis?

- Llame al departamento de prótesis para cualquier problema relacionado con la prótesis incluyendo ajustes por crecimiento, reparaciones y pruebas para medidas.
- Para hacer citas de continuación médica, por favor llame al 206-386-6100.  
**Todos los pacientes** necesitan tener cita.

---

Seattle Children's ofrece servicios gratis de interpretación para pacientes, miembros de la familia y representantes legales sordos, con problemas de audición o con dominio limitado del inglés. Seattle Children's pondrá a disposición esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Por favor llame al Centro de recursos para las familias al 206-987-2201.

Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, las necesidades de su niño son únicas. Antes de actuar o depender de esta información, por favor consúltelo con el proveedor de atención médica de su niño.

© 2005-2006, 2009 Seattle Children's, Seattle, Washington. Derechos reservados.

10/09  
Tr (jf/ac)  
PE502 S