

Nebulizadores

Cada medicamento se debe usar con su propio nebulizador

Reemplazos: el Pari y el Side Stream se pueden limpiar y volver a usar por 6 meses. Reemplace el Acorn y el Misty cada 2 meses.



Acorn

Se puede usar para albuterol o DNasa (Pulmozyme)



Misty

Se puede usar para albuterol o DNasa (Pulmozyme)



Side Stream

Se puede usar para DNase (Pulmozyme)



Pari LC Plus con Aerobika

Se puede usar para DNase (Pulmozyme) y solución salina hipertónica



Pari LC Plus

Se puede usar para TOBI, Colistin, solución salina hipertónica, albuterol o DNasa (Pulmozyme)



Pari eFlow

Se puede usar con el dispositivo manual **Alterra** para Cayston o con **eRapid** (foto) para Pulmozyme

Para más información

- Fibrosis Quística
206-987-2024
- Hable con el proveedor de atención médica de su hijo
- seattlechildrens.org

Servicio gratuito de interpretación

- En el hospital, solicítelo a la enfermera.
- Fuera del hospital, llame a la línea gratuita de interpretación: 1-866-583-1527. Menciónale al intérprete el nombre de la persona o extensión que necesita.

Seattle Children's ofrece servicio gratuito de interpretación para pacientes, familiares y representantes legales sordos, con problemas de audición o con inglés limitado. Seattle Children's tendrá disponible esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Llame al Centro de Recursos para la Familia al 206-987-2201.

Este volante fue revisado por el personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el proveedor de atención médica de su hijo.

© 2017, 2018 Seattle Children's, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.

Nebulizers

Every medication should have its own nebulizer

Replacements: Pari and Side Stream can be cleaned and reused for up to 6 months. Replace Acorn and Misty every 2 months.



Acorn

May be used for albuterol or DNase (Pulmozyme)



Misty

May be used for albuterol or DNase (Pulmozyme)



Side Stream

May be used for DNase (Pulmozyme)



Pari LC Plus with Aerobika

May be used for DNase (Pulmozyme) and hypertonic saline



Pari LC Plus

May be used for TOBI, Colistin, hypertonic saline, albuterol or DNase (Pulmozyme)



Pari eFlow

May be used with **Altera** handset for Cayston or **eRapid** handset (pictured) for Pulmozyme

To Learn More

- Cystic Fibrosis
206-987-2024
- Ask your child's healthcare provider
- www.seattlechildrens.org

Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your child's nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line, 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.

Seattle Children's offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal representatives free of charge. Seattle Children's will make this information available in alternate formats upon request. Call the Family Resource Center at 206-987-2201.

This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children's. However, your child's needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child's healthcare provider.

© 2017 Seattle Children's, Seattle, Washington. All rights reserved.

11/17
PE805